







Steckbrief:

Vinno E35 - DEMOSYSTEM

BJ ??

High Class Farbdoppler

erstklassige 2D-Bildgebung

B-Mode

Color-Doppler

PW-Doppler

M-Mode

21,5-Zoll-LED-Monitor / sensitiver Touchscreen

dreh- und schwenkbarer Monitorarm

3 aktive Sondenports (mit zusätzlichem Sondenparkplatz)

Datenübertragung (Bluetooth / WiFi / DICOM 3.0)

Erfasst 40-fache Menge Rohsignal für den Back-End-Prozess

Optimierte Auflösung und leistungsfähige Nachprozessfähigkeit

Unterstützt Sonden im Frequenzbereich von 1 – 25MHz

Selbst definierte Voreinstellung und Messobjekte

Höhenverstellung

Interne Nr.: ????

Preis 13490€ incl. MwSt. (Endpreis) incl. Standardsonde

Weitere Sonden auf Anfrage

Garantie: 12 Monate

Service und Wartung neu

Systemstandort: Nürnberg